

OSADA enac 11

幅広いパワー設定と豊富なチップで多目的な治療が可能

注水準備機能

ハンドピース及びホースへの自動注水・排水が可能になりました。治療前に水を満たしておくことで、すぐに使用できます。また治療後の排水もスムーズです。

新機能

LED 付のコンパクトな ハンドピース

ハンドピースはコンパクトで軽くなりました。視野も広がり、今まで届きにくかった部位にも楽にアプローチできます。

チップ標準装備



ST08

ST70

場所を選ばない ボトルタイプの給水方式

給水方式はボトルタイプなので、設置場所を選ばず、電源をいれるだけですぐ使用できます。

微小パワーを含む 18 段階の パワー設定

治療に応じた適切なパワー設定ができます。また目盛りに合わせて、光の色が変わります。



一般名称：歯科用多目的超音波治療器 販売名：オサダエナック 11WV 型式：OE-11WV 商品コード：3298 価格：¥286,000(税抜)
クラス分類：管理医療機器/特定保守管理医療機器 認証番号：227AHBZX00023000 標準装備：エナック 11L / エナックチップ 2種(ST08・ST70) / フットスイッチ

販売元



株式会社オサダメディカル

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-17-5
TEL 03 (3492) 2874 (代) FAX 03 (3492) 3021
<http://osada-group.jp/>



品質マネジメントシステム



品質マネジメントシステム
Management
ISO 9001:2015
ISO 13485:2003



品質マネジメントシステム
Management
ISO 14001
JAE0211

製造販売元：長田電機工業株式会社

No.1701

安心・確実・スムーズに 抜歯用ゴルツチップ

- 超音波の力で歯根膜繊維自体・歯根膜を剥離し、歯槽骨と歯根面の間に隙間を作ります。
- 剥離操作面が広くとれる為、剥離後のエレベーター操作が楽になります。
- 残根時にも使用することができます。

ST70チップ

(曲)



超音波の振幅が大きく、歯根膜の節理・剥離に威力を発揮します。

ST110チップ

(直)



刃巾が広く、犬の臼歯、犬歯の根面に当て易い直線形状で、剥離操作面が長く取れます。

模式図



ST90チップ

(曲長)



刃先が長く、奥深くまで挿入可能です。

ST111チップ

(直細)



刃巾が狭く、犬の切歯、猫の全歯の根面に当て易く、根尖を狙い易いよう直線形状になっています。

S71チップ

(曲細)



犬の切歯や猫の歯に最適な細型チップを発売しました。

ゴルツチップのご使用方法・抜歯の手順はHPに掲載されていますのでご参照ください。



<http://osada-group.jp/>

おすすめ!!

- ST90 & ST110
- ST70 & ST111

この組み合わせで
いろいろな歯に
ご使用いただけます。

商品名	ST70チップ	ST71チップ	ST90チップ	ST110チップ	ST111チップ
商品コード	51095	51096	52083	53176	53177
標準価格	¥14,300	¥14,300	¥14,300	¥14,300	¥14,300

※表示価格は消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。



OSADA MEDICAL